

## 1602010 - CardiacSense - montre monitoring ambulatoire -noir



### Déscription

#### CardiacSense : La Nouvelle Référence en Surveillance de Santé Portative

La CardiacSense watch est une montre de santé médicalement validée qui simplifie et sécurise la surveillance continue de vos paramètres vitaux. Que vous soyez un patient en quête de contrôle sur votre santé ou un professionnel de santé à la recherche de données fiables, CardiacSense redéfinit la manière dont nous surveillons et gérons la santé.

Cette solution tout-en-un regroupe un appareil ECG, un holter, un podomètre et un moniteur de sommeil, le tout confortablement porté à votre poignet. Grâce à sa technologie brevetée, la CardiacSense watch collecte 24h/24 une vaste quantité de données cliniques précises et les met à disposition de votre médecin via un portail professionnel intuitif.

#### Que Peut Faire La CardiacSense Watch Actuellement ?

La montre CardiacSense mesure déjà une gamme impressionnante de paramètres :

- Saturation en oxygène (SpO2) et fréquence respiratoire (RR)
- Surveillance continue de la fréquence cardiaque (PR) via des capteurs optiques (PPG)
- Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et analyse respiratoire approfondie (RPM et RRV)
- Spot-check ECG (dérivation 1) et diffusion en direct d'ECG
- Détection continue de la fibrillation auriculaire (A-Fib) via PPG
- Troubles du rythme cardiaque
- Activité physique : comptage des pas et calories brûlées

De plus, l'application CardiacSense peut se connecter à des dispositifs iHealth via Bluetooth, permettant d'ajouter des mesures supplémentaires à votre suivi : Tension artérielle, température, glucose et poids

#### Et En 2025 ? (Nouvelles Fonctions à Venir)

À partir de 2025, la montre CardiacSense intégrera des fonctionnalités encore plus avancées :

- Mesure de la tension artérielle sans brassard
- Détection et surveillance de l'apnée du sommeil

- Détection et suivi de l'insuffisance cardiaque congestive

Avec ces innovations, CardiacSense continue d'être à l'avant-garde de la surveillance de santé personnalisée et préventive.

### **Pourquoi Choisir CardiacSense ?**

*Pour les Patients :*

- Prenez le contrôle de votre santé : Comprenez votre corps, à tout moment.
- Facilité d'utilisation : Installation simple et utilisation intuitive.
- Sérénité : Une technologie validée qui surveille votre santé 24h/24 et 7j/7.

*Pour les Professionnels de Santé :*

- Précision médicale : Certification CE (2021) et approbation FDA (2023).
- Données en temps réel : Analysez et suivez facilement les données des patients via le portail professionnel.
- Gain de temps : Moins de consultations nécessaires grâce à une surveillance ambulatoire continue.
- Outil diagnostique puissant : Des données fiables et exploitables pour des analyses approfondies.

### **Les Avantages Uniques de la CardiacSense Watch**

- Surveillance 24h/24 : Mesures continues et ponctuelles selon les besoins.
- Mesures non-invasives : Comme la tension artérielle sans brassard.
- Données fiables : Précises, reproductibles et conformes aux normes de référence.
- Solution tout-en-un : ECG, holter, podomètre et plus encore dans un seul appareil.
- Portail professionnel : Accès simplifié aux données des patients.

### **Un Accompagnement Dédié pour Toutes Vos Questions**

Avec CardiacSense, vous n'êtes jamais seul. Que vous soyez un patient ou un professionnel, notre service d'assistance dédié est toujours là pour répondre à vos questions. Contactez-nous :

Téléphone : +32 (0)3 500 24 25

Chat sur notre site web

Nos spécialistes vous aident pour l'installation, l'interprétation des données et bien plus encore.

### **Découvrez la Différence CardiacSense**

La montre CardiacSense représente une avancée révolutionnaire dans le domaine de la santé connectée. Commandez la vôtre dès aujourd'hui et soyez acteur de l'avenir de la surveillance médicale. Pour en savoir plus, consultez nos FAQ, brochures et descriptions détaillées sur [www.cardiacsense.eu](http://www.cardiacsense.eu).

## Spécifications

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Cardiacsense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>sku</b>                       | 1602010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Composition</b>               | <p>What do you get?</p> <p>the CardiacSense watch</p> <p>free software updates via the CardiacSense smartphone application which means the latest features on your watch</p> <p>a cradle (recharger) with USB C cable</p> <p>high-quality wristbands that fit everyone</p> <p>clinical data</p> <p>You can download the application for free via the appstore or playstore. Through the app you get:</p> <p>Live all your data in a dashboard</p> <p>the ability to share a report with your doctor or someone else after an ECG recording</p> <p>much more</p> <p>The battery life of the watch is up to 2 days. It takes 2 hours to fully charge the watch.</p> |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |