

1602010 - CardiacSense - horloge ambulante monitoring - zwart



Beschrijving

CardiacSense: De Toekomst van Gezondheidsmonitoring Draag Je Om Je Pols

De CardiacSense watch is een medisch gevalideerd 'health watch' die eenvoudig en betrouwbaar je vitale parameters monitort. Of je nu patiënt bent die controle zoekt over je gezondheid, of arts die beter geïnformeerde beslissingen wil nemen: CardiacSense brengt gezondheidszorg naar een nieuw niveau.

Met deze alles-in-één oplossing draag je een ECG-toestel, holter, stappenteller en slaapmonitor comfortabel om je pols. Dankzij zijn unieke gepatenteerde sensortechnologie verzamelt CardiacSense 24/7 een grote hoeveelheid klinische data, die je arts indien nodig direct kan raadplegen via het gebruiksvriendelijke artsenportaal.

Wat Kan De CardiacSense Watch Nu Voor Je Doen?

De CardiacSense watch meet al een indrukwekkende reeks parameters:

- Zuurstofverzadiging (SpO2) en ademhalingsfrequentie (RR)
- Continue bewaking van hartslag (PR) via optische sensoren (PPG)
- Hartslagvariabiliteit (HRV) en uitgebreide ademhalingsanalyse (RPM en RRV)
- Spot check hartslagmeting (HR) met ECG en live ECG streaming (afleiding 1)
- Continue A-Fib detectie via PPG
- Hartritmestoornissen detectie
- Fysieke activiteit zoals stappen en calorieverbranding

Bovendien kan de CardiacSense app koppelen met iHealth devices via Bluetooth, zodat je dataset uitgebreid kan worden met: Bloeddruk, temperatuur, glucose en gewicht

Wat Brengt De Toekomst? (2025 Features)

De functionaliteit van CardiacSense wordt verder uitgebreid met:

- Manchetloze bloeddrukmonitoring
- Slaapapneu detectie en monitoring
- Congestief hartfalen detectie en monitoring

Met deze innovaties ben je voorbereid op een toekomst waarin gezondheidszorg steeds persoonlijker en preventiever wordt.

Waarom Kiezen Voor CardiacSense?

Voor Patiënten:

- Controle over je gezondheid: Weet altijd wat er in je lichaam gebeurt.
- Gebruiksvriendelijk: Makkelijk zelf te installeren en te gebruiken.
- Gemoedsrust: Continu bewaakt door klinisch gevalideerde technologie.

Voor Artsen:

- Medische precisie: CE-markering (2021) en FDA-goedkeuring (2023).
- Realtime inzichten: Gebruik het artsenportaal om gegevens eenvoudig op te volgen.
- Tijdsbesparing: Verminder fysieke consultaties dankzij continue ambulante monitoring.
- Diagnostische kracht: Data van hoge kwaliteit, klaar voor diepgaande analyse.

Unieke Voordelen van de CardiacSense Watch

- 24/7 monitoring: Zowel continue als spot-metingen zijn mogelijk.
- Niet-invasieve metingen: Zoals bloeddruk zonder manchet.
- Betrouwbare data: Accuraat en reproduceerbaar, vergeleken met gouden standaarden.
- Alles-in-één: Combineer een ECG, holter, stappenteller en meer in één apparaat.
- Artsenportaal: Eenvoudige toegang tot patiëntgegevens. en voor de patiënt: eenvoudig delen met je arts.

Volledige Ondersteuning Wanneer Je Het Nodig Hebt

Bij CardiacSense sta je er nooit alleen voor. Of je nu patiënt of arts bent, onze dedicated support desk staat altijd klaar om je vragen te beantwoorden. Neem contact op via:

- Telefoon: +32 (0)3 500 24 25
- Chatfunctie op onze website

Onze specialisten helpen je met installatie, interpretatie van gegevens of andere vragen.

Ontdek Het Verschil van CardiacSense

De CardiacSense watch is een revolutionaire stap vooruit in gezondheidszorg. Bestel vandaag en maak deel uit van de toekomst van medische monitoring. Voor meer informatie, FAQ's, en brochures, bezoek onze website op www.cardiacsense.eu.

Specificaties

Merk	Cardiacsense
sku	1602010
Samenstelling	Wat krijgt u? • de CardiacSense watch • gratis software updates via de CardiacSense smartphone applicatie waardoor de laatste nieuwe features op uw horloge heeft • een cradle (herlader) met USB C kabel • kwalitatieve polsbandjes die iedereen passen • klinische data De applicatie download u gratis via de appstore of playstore. Via de app krijgt u: • Live al uw data in een dashboard • de mogelijkheid om na een ECG opname een rapport met uw arts of iemand anders te delen • nog veel meer De batterijduur van de horloge is maximaal 2 dagen. Het duurt 2 uur om de watch volledig op te laden.
	Nee
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk